

iPad/iPhone 専用「色覚/視力検査アプリケーション」販売開始のお知らせ

株式会社扶桑プレジジョン(本社:京都市下京区 代表取締役:竹田直人)は、アップル社製タブレットデバイス iPad 専用アプリケーション「Anomaloscope (アノマロスコープ)」と「EyeTest (アイテスト) 40cm」、およびアップル社製スマートフォン iPhone 専用アプリケーション「Anomaloscope for iPhone」を開発し、販売を開始しました。

■製品概要

・「Anomaloscope」

「Anomaloscope」は、眼科医で色覚検査に用いられる「アノマロスコープ」の検査方法を iPad 上で再現した、iPad 専用色覚検査アプリケーションです。本来の「アノマロスコープ」の検査は、特殊な機器を使って色光の色合わせを行いその結果から色覚異常を判定しますが、実施できる機関が限られていることから容易な検査ではありませんでした。当社が開発した「Anomaloscope」は、iPad 画面に表示された円の上下の色を合わせることで検査を行えるため、どこでも手軽に色覚検査を行うことが可能です。

・「Anomaloscope for iPhone」

「Anomaloscope」の iPhone 専用アプリケーションです。上記同様、iPhone 上で色覚検査を行うことが可能です。

・「EyeTest40cm」

「Eye Test40cm」は、眼科医で近見視力/乱視検査に用いられる「視力表/乱視表」を iPad 上で再現した iPad 専用近見視力/乱視検査アプリケーションです。特別な装置や専門知識がないと行えなかった近見視力/乱視検査ですが、当社が開発した「Eye Test40cm」は、iPad の画面を見ながらタッチ操作で行えるため、場所を選ばず誰でも簡単に、近見視力/乱視の検査を行うことが可能です。

(注)これらアプリケーションは視力、色覚の正常/異常を断定するものではありません。正確な診断は眼科医の診察をお受け下さい。

■使用方法

・「Anomaloscope」、「Anomaloscope for iPhone」

難しい操作や高価な機器は不要、簡単に色覚検査が行えます。



<検査画面>

<結果画面>

※画面イメージは「Anomaloscope」のものです。


・検査画面右の「R」ボタン、「G」ボタン、「明」ボタン、「暗」ボタンをタッチして、上下に分かれている円の上半分と下半分が同じ色になるように調整します。(円が10秒間表示された後、目の錯覚を防ぐため、2秒間白い円が表示されます。)

・上下の色が同じになったところで、右下の「矢印」ボタンをタッチします。結果画面が表示されます。

・検査画面左下の「やり直し」ボタンをタッチすると、円の色を不特定に変更し、検査を最初からやり直すことができます。

・「EyeTest40cm」

画面タッチで簡単、どこでも近見視力/乱視検査が行えます。



<近見視力検査画面>



<乱視検査画面>

・近見視力検査

目を iPad から 40cm 離れた状態で検査を行います。画面に表示された視力表の欠けている方向(上下左右)を、タッチします。最後まで検査を終えると検査結果が表示されます。

・乱視検査

画面に表示された乱視表で、いずれかの線が太く見えれば乱視の可能性がります。太く見える場合はその線をなぞり、太く見えない場合は右下のボタンをタッチします。検査を終えると検査結果が表示されます。

■購入方法

iPad/iPhone もしくは PC※より APP Store にアクセスし、アプリケーションをダウンロード

※PC から購入には、別途 iTunes のインストールが必要です。

App Store、製品紹介ページへ

・「Anomaloscope」

販売価格:1 ダウンロード 350 円(税込)

<http://ax.itunes.apple.com/jp/app/anomaloscope/id393462517?mt=8#ls=1>

・「Anomaloscope for iPhone」

販売価格:1 ダウンロード 350 円(税込)

10 月初旬より掲載、配信開始予定

・「EyeTest40cm」

販売価格:1 ダウンロード 350 円(税込)

10 月初旬より掲載、配信開始予定

●記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

(本製品に関する連絡先)

株式会社扶桑プレジジョン 担当:松見

〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町 284 番地

TEL:075-353-0678 FAX:075-353-0679

E-mail: info@fuso.co.jp URL: <http://fuso.jp>